

AFS - Armchair Finger Splint

EN HAND/FINGER SPLINT, REUSABLE

DE HAND-/FINGERSCHIENE,
WIEDERVERWENDBAR

FR GOUTIÈRE POUR LA MAIN/LES DOIGTS,
RÉUTILISABLE

ES FERULA PARA DEDO/MANO,
REUTILIZABLE

IT SPLINT PER MANO/DITO, RIUTILIZZABILE

NL HAND-/VINGERSPALK, HERBRUIKBAAR

DK HÅND-/FINGERSKINNE, GENANVENDELIG

FI KÄSI-/SÖRMILÄSTÄ, UUDELLEEN
KÄYTETTÄVÄ


SE HAND- OCH FINGERSKENA, FLERGÄNGS

NO SKINNE, HÅND/FINGER,
FLERGÅNGSBRUK

PL SZYNA NA DŁONI/PALEC,

WIELOKROTKOEGO UŻYTKU

GR ΝΑΡΘΙΚΑΣ ΧΕΡΙΟΥ/ΔΑΚΤΥΛΟΥ,
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ



ENGLISH

Product Description

A dynamic splint with coil design for PIP and DIP joint flexion contractures and Boutonniere's deformity.

Usage Information (See diagram)

1. Open all hook / loop fastenings.
2. Position the finger in brace as shown.
3. Close hook / loop fastening.
4. Re-adjust for comfort.
5. Take care not to over tighten orthosis, re-adjust for comfort as required while ensuring brace is in correct position.

Indications for Use

Provides finger support / extension for an array of injuries, conditions, pre and post operations such as:

- PIP and DIP joint flexion contractures.
- Extensor tendon injuries / conditions (Boutonniere's deformity).
- Soft tissue conditions and injuries.
- Maintains assisted extension at the PIP joint while allowing active flexion.

It is recommended that individuals seek guidance from a medical practitioner regarding the most appropriate brace and wearing schedule.

Contraindications

- Do not use over open wounds.
- Any known allergy and/or hypersensitivity to any material listed in product composition.

Warnings and Precautions

We recommend the initial fitting of this device be conducted by a suitably qualified healthcare professional who will advise the period of use.

- Carefully read all instructions and warnings prior to use.
- Follow all instructions to ensure proper performance of the device.
- Do not use if liniments, ointments, gels, creams or any other substances have been applied to the affected area.
- Do not re-use for another patient, doing so risks cross infection and can compromise product integrity.
- Perform regular skin and circulation checks, especially patients with diabetes, vascular deficiencies and neurological conditions.
- Should any adverse reactions occur, please cease use and contact your healthcare professional or provider of this product.
- The durability of the device may be compromised by certain factors, e.g., objects with sharp edges or damage to the hook and loop fasteners. To prevent this the hook and loop fasteners should always be fastened when the device is not being worn or when being washed.

Washing and Care Instructions

1. Close over all hook/loop straps.
2. Hand wash in cool water using mild detergent.
3. Rinse and dry flat.
4. Do not spin or tumble dry.
5. Do not use fabric conditioner at any time.
6. Check for any degradation that may affect use.
7. Periodically check hook/loop fasteners are operating securely.

Product Family Composition

Polyamide, PU, Polyethylene, Polyester, Nylon, Steel.

Storage and Transport Conditions

Store in a cool, dry place out of direct sunlight, in the original packaging.

Recycling and Disposal

Packaging and constituent parts should be recycled or safely disposed in accordance with local or national laws.

Serious Incident

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority of the EU Member state, or country in which you reside.

DEUTSCH

Produktbeschreibung

Eine dynamische Schiene in einem Spulendesign für Flexionskontrakturen des proximalen und distalen Interphalangealgelenks und der Boutonniere-Deformität.

Anwendungsinformationen (siehe Diagramm)

1. Alle Klettverschlüsse öffnen.
2. Den Finger wie dargestellt in die Schiene legen.
3. Klettverschluss schließen.
4. Für mehr Komfort neu anpassen.
5. Achten Sie darauf, die Orthese nicht zu fest anzuziehen, stellen Sie diese bei Bedarf neu ein, um den Komfort zu erhöhen, und stellen Sie sicher, dass die Orthese in der richtigen Position ist.

Indikationen für den Einsatz

Permet de soutenir et d'étendre les doigts pour toute une série de blessures, d'affections et d'opérations pré et postopératoires :

- Contractures de flexion des articulations IPP et IPD.
- Lésions/affections du tendon extenseur (déformation de Boutonnière).
- Affections et blessures des tissus mous.
- Maintient une extension assistée au niveau de l'articulation IPP tout en permettant une flexion active.

Il est recommandé de demander conseil à un médecin pour déterminer l'orthèse la plus appropriée et la durée de la période de port.

Contre-indications

- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes.
- Toute allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des matériaux énumérés dans la composition du produit.

Avertissements et précautions

Nous recommandons que l'installation initiale de ce dispositif soit effectuée par un professionnel de la santé dûment qualifié qui conseillera à propos de durée de la période d'utilisation.

- Lisez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements avant l'utilisation.
- Suivez toutes les instructions pour assurer le bon fonctionnement du dispositif.
- Ne pas utiliser si des liniments, des pommades, des gels, des crèmes ou toute autre substance ont été appliqués sur la zone affectée.
- Ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient, car cela risque de provoquer une infection croisée et de compromettre l'intégrité du produit.
- Effectuez des contrôles réguliers de la peau et de la circulation, en particulier chez les patients souffrant de diabète, de déficiencias vasculares et de troubles neurologiques.
- En cas d'effets indésirables, veuillez cesser l'utilisation et contacter votre professionnel de santé ou le fournisseur de ce produit.
- La durabilité du dispositif peut être compromise par certains facteurs, par exemple des objets aux bords tranchants ou des dommages aux attaches auto-agrippantes. Pour éviter cela, les fermetures auto-agrippantes doivent toujours être attachées lorsque le dispositif n'est pas porté ou lorsqu'il est lavé.

Instrucciones de lavado y cuidados

1. Cierre todas las correas de gancho y bucle.
2. Lave a mano en agua fría con un detergente suave.
3. Aclare y seque en plano.
4. No centrifugue ni seque en secadora.
5. No utilice suavizante textil en ningún momento.
6. Compruebe si hay alguna degradación que pueda afectar al uso.
7. Compruebe periódicamente que los cierres de gancho y bucle funcionan de forma segura.

Composición de la familia de productos

Poliámido, PU, polietileno, poliéster, nailon, acero.

Condiciones de almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa, en el embalaje original.

Reciclaje y eliminación

L'emballage et les pièces composantes doivent être recyclés ou éliminés en toute sécurité, conformément aux lois locales ou nationales.

Incidente grave

Signalez tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de l'UE ou du pays dans lequel vous résidez.

Ernster Zwischenfall

Melden Sie alle ernsten Zwischenfälle dem Hersteller und der betroffenen Behörde des EU-Mitgliedstaates oder Landes, in dem Sie ansässig sind.

FRANÇAIS

Description du produit

Une attelle dynamique à bobine pour les contractures de flexion des articulations IPP et IPD et la déformation de Boutonnière.

Information d'utilisation (Voir diagramme)

1. Ouvrez toutes les fermetures auto-agrippantes.
2. Positionnez le doigt dans l'orthèse comme indiqué.
3. Fermez la fermeture auto-agrippante.
4. Réajustez pour plus de confort.
5. Veillez à ne pas trop serrer l'orthèse, réajustez-la en fonction de votre confort, tout en vous assurant que l'orthèse soit dans la bonne position.

Indications d'utilisation

Permet de soutenir et d'étendre les doigts pour toute une série de blessures, d'affections et d'opérations pré et postopératoires :

- Contractures de flexion des articulations IPP et IPD.
- Lésions/affections du tendon extenseur (déformation de Boutonnière).
- Affections et blessures des tissus mous.
- Maintient une extension assistée au niveau de l'articulation IPP tout en permettant une flexion active.

Se recomienda que las personas busquen la orientación de un médico respecto a la ortesis más apropiada y el programa de uso.

Contraindicaciones

- No utilizar sobre heridas abiertas.
- Cualquier alergia y/o hipersensibilidad conocida a cualquier material que figure en la composición del producto.

Advertencias y precauciones

Recomendamos que la colocación inicial de este dispositivo la realice un profesional sanitario debidamente cualificado, quien aconsejará sobre el periodo de uso.

- Antes del uso, leer detenidamente todas las advertencias e instrucciones.
- Siga todas las instrucciones para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.
- No utilizar si se han aplicado linimentos, pomadas, geles, cremas o cualquier otra sustancia en la zona afectada.
- No reutilizar para otro paciente; al hacerlo, se corre el riesgo de infección cruzada y puede comprometer la integridad del producto.
- Realizar controles periódicos de la piel y la circulación, especialmente en pacientes con diabetes, deficiencias vasculares y afecciones neurológicas.
- En caso de reacciones adversas, cesar el uso y contactar con el proveedor de este producto.
- La durabilidad del dispositivo puede verse comprometida por ciertos factores, por ejemplo, objetos con bordes afilados o daños en los cierres de gancho y bucle. Para evitarlo, los cierres de gancho y bucle deben abrocharse siempre cuando no se lleve puesto el dispositivo o cuando se lave.

Instrucciones de lavado y cuidados

1. Cierre todas las correas de gancho y bucle.
2. Lave a mano en agua fría con un detergente suave.
3. Sciacquare e asciugare lasciandolo aperto.
4. Non centrifugare o asciugare in asciugatrice.
5. Non usare mai l'ammorbidente.
6. Verificare la presenza di eventuali alterazioni che potrebbero compromettere l'uso.
7. Verificare periodicamente che le chiusure in velcro funzionino correttamente.

Composición de la familia de productos

Poliámido, PU, polietileno, poliéster, nailon y acero.

Condiciones de almacenamiento y transporte

Conservar en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa, en el embalaje original.

Reciclaje y eliminación

El embalaje y las piezas que lo componen deben reciclarse o eliminarse de forma segura de acuerdo con las leyes locales o nacionales.

Incidentes graves

Informe de cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro de la UE o del país en el que resida.

ESPAÑOL

Descripción del producto

NETHERLANDS

Product Beschrijving

Een dynamische spalk met spiraalontwerp voor PIP- en DIP-gewichtsflexiecontracturen en de misvorming van Boutonniere.

Gebruiksinfo (zie diagram)

1. Open all klittenbandsluitingen.
2. Plaats de vinger in de brace zoals afgebeeld.
3. Sluit klittenbandsluiting
4. Pas aan voor comfort.
5. Zorg ervoor dat de orthosis niet te strak wordt aangegetrokken, stel indien nodig opnieuw af voor comfort terwijl je ervoor zorgt dat de brace in de juiste positie zit.

Gebruiksaanwijzingen

Biedt vingerondersteuning / extensie voor een reeks verwondingen, aandoeningen, pre- en postoperaties, zoals:

- PIP- en DIP-gewichtsflexiecontracturen.
- Verwondingen / aandoeningen van de extensor pees (misvorming van de Boutonniere).
- Verwondingen en aandoeningen aan zacht weefsel.
- Handhoud ondersteunde extensie bij het PIP-gewicht terwijl actieve flexie mogelijk blijft.

Het wordt aanbevolen dat personen advies inwinnen bij een arts met betrekking tot de meest geschikte brace en draagschema.

Contra-indications

- Niet gebruiken op open wonden.
- Elk bekende allergie en / of overgevoeligheid voor materiaal vermeld in de productsamenstelling.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

We raden aan dat de eerste aanpassing van dit hulpmiddel wordt uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde professionele zorgverlener die de gebruikspériode zal adviseren.

- Lees voor gebruik alle instructies in waarschuwingen zorgvuldig.
- Volg alle instructies om een goede werking van het hulpmiddel te garanderen.
- Niet gebruiken als smeersels, salven, gels, crèmes of andere substanties op het aangedane gebied zijn aangebracht.
- Niet hergebruiken voor een andere patiënt, aangezien een risico op kruisbesmetting bestaat en de product integriteit in gevaar kan worden gebracht.
- Voor regelmatig huid- en bloedcirculatiecontroles uit, vooral bij patiënten met diabetes, vasculaire gebreken en neurologische aandoeningen.
- Als er bijwerkingen optreden, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw arts of leverancier van dit product.
- De duurzaamheid van het hulpmiddel kan worden aangetast door bepaalde factoren, bijv. Voorwerpen met scherpe randen of schade aan de klittenbandsluitingen. Om dit te voorkomen, moeten de klittenbandsluitingen altijd worden vastgemaakt als het hulpmiddel niet wordt gedragen of wordt gewassen.

Was- en onderhoudsinstructies

1. Sluit alle klittenbandsluitingen.
2. Was met de hand in koud water met een mild reinigingsmiddel.
3. Uitspoelen en plat laten drogen.
4. Niet centrifugeren of drogen in de droogtrommel.
5. Gebruik nooit wasverzachter.

6. Controleer op eventuele degradatie die het gebruik kan beïnvloeden.
7. Controleer regelmatig of de klittenbandsluiting goed werkt.

Samenstelling van de productfamilie

Polyamide, PU, Polyethylene, Polyester, Nylon, Staal.

Opslag- en transportcondities

Bewaar op een koele, droge plaats zonder direct zonlicht, in de originele verpakking.

Recycling en afvoer

De verpakking en de samenstellende onderdelen moeten worden gerecycled of veilig worden aangevoerd in overeenstemming met lokale of nationale wetten.

Ernstig incident

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat of het land waarin u woont.

DANSK

Produkt beskrivelse

En dynamisk skinnne med spoledesign til PIP- og DIP-gewichtsflexiecontracturen og de misvorming af Boutonniere's deformitet.

Oplysninger vedrørende anvendelse (se diagram)

1. Åben fastgørelse af krog / lokke.
2. Plaats de vinger i den brace såsom afgebilled.
3. Slut klittenbandsluiting
4. Pas an for komfort.
5. Zorg ervor dat de orthosis ikke er for stram da den trækkes på, justér den til komfort.

Indikationer for brug

Giver fingerstøtte / udvidelse til en række skader, tilstande, operationer for og efter, såsom:

- PIP- og DIP-gewichtsflexiecontracturen.
- Verwondingen / aandoeningen af den extensor pees (misvorming af Boutonniere).
- Verwondingen og aandoeninger af det zachte weefsel.
- Håndhåll understøttede extensie når PIP-gewicht.

Det anbefales, at enkeltpersoner søger vejledning hos en læge med hensyn til den mest passende støtte- og brugsplan.

Kontraindikationer

- Brug ikke over åbne sår.
- Enhver kendt allergi og / eller overfølsomhed over for et hvilket materiale, der er anført i produktsammensætningen.

Advarsler og forholdsregler

Vi anbefaler, at den indledende tilpasning af dette udtryk udføres af en kvalificeret sundhedsprøv, der kan rádgive vedrørende brug.

- Læs omhyggeligt alle instruktioner og advarsler inden brug.
- Følg alle instruktioner for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug ikke, hvis der er brugt påføringsstoffer, salver, geler, cremeer eller andre stoffer på det berørte område.
- Må ikke bringes til en anden patient, da det risikerer krydsinfektion og kan kompromittere produktintegriteten.
- Udfør regelmæssige hud- og cirkulationskontroller, især hos patienter med diabetes, vaskulære defekter og neurologiske tilstande.
- Hvis der opstår bivirkninger, bedes du stoppe og kontakte din sundhedsprøv eller udbyder af dette produkt.
- Enheden holdbarhed kan blive kompromitteret af visse faktorer, f.eks. genstande med skarpe kanter eller beskadigelser på krog- og lokke fastgørelseseorganer. For at forhindre dette skal fastgørelseseorganer til krog og lokke altid fastgøres, når enheden ikke bruges, eller når den vaskes.

Instruktioner vedrørende vask og pleje

1. Luk over alle krog/lokke stropper.
2. Vask i hånden med kaldt vand med et mildt rengøringsmiddel.
3. Skyld og tør fladt.
4. Brug ikke tørretumbler.
5. Stofbalsam må ikke bruges.
6. Kontroller for enhver forringelse, der kan påvirke brugen.
7. Kontroller med jævnem mellemrum, at krog/lokke fastgørelseseorganer fungerer korrekt.

Produkt familiesammensætning

Polyamid, PU, polyetylen, polyester, nylon, stål.

Opbevarings- og transportforhold

Opbevar i originalemballagen, på et koldt, tørt sted uden direkte sollys.

Genbrug og bortskaffelse

Emballage og bestanddele skal genbruges eller bortskaffes ifølge overensstemmelse med lokale eller nationale love.

Alvorlig hændelse

Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i EU-medlemsstaten eller det land, hvor du bor.

Ernstig incident

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat of het land waarin u woont.

SUOMI

Tuotekuvaus

Dynaaminen lasta kierremuotoilulla, keski- ja kärkinivelten (PIP ja DIP) fleksiokontraktuurille ja Boutonniere-epämuodostumalle.

Käyttötiedot (katso kaavio)

1. Avaa kaikki koukku-/silmukkakiinnitimet.
2. Placer fingeren i støtten som vist.
3. Luk fastgørelse af krog / lokke.
4. Juster om for komfort.
5. Pas på ikke at stramme ortosen for meget, juster efter komfort og behov, mens du sikrer, at støtten er i den korrekte position.

Käyttöohjeet

Tarjoaa sormitulka/ekstensiota joukolle vammoja, terveydentiloja, ennen ja jälkeen leikkauksia, kuten:

- Kesi- ja kärkinivelten (PIP ja DIP) fleksiokontraktuurit.
- Extensor senesaker / tilstande (Boutonniere's deformitet).
- Bløddelsæsoner og konditioner.
- Oprøreholder assisterer forlængelse ved PIP-leddet, samtidig med at det tillader en aktiv bøjning.

On suositeltavaa, että henkilöt hakevat lääkäriltä ohjausta sopivimman tuen ja käyttöäikataulun suhteen.

Kontraindikaatiot

- Älä käytä avominilla haavilla.
- Mikä tahansa tunnnettua allergia ja/tai yliherkkys jollekin tuoteen koostumuksessa luettelulle materiaalille.

Varoitukset ja varotoimet

Suosittelemme, että tämän laitteen ensisovitus tehdään päätevän terveydenhuollon ammattilaisten toimesta, joka neuvo käyttööjan.

- Luk kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia ohjeita laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Älä käytä, jos vaikuttaisukoilleen levitettä linimenttejä, salviaa, geeliä, voiteita tai muita aineita.
- Älä käytä uudelleen eri potilaalle, sillä se saattaa aiheuttaa risti-infektiota ja vaarantaa tuotteen eheyden.
- Suorita säännöllisesti ihon ja venekirron tarkastukset, erityisesti potilailla, joilla on diabetes, laskimoiden vaipatoimitusta ja neurologisia tilaständä.
- Jos opstår bivirkningar, bedes du stoppe og kontakt din sundhedsprøv eller udbyder af dette produktet.
- Enheden holdbarhed kan blive kompromitteret af visse faktorer, f.eks. genstande med skarpe kanter eller beskadigelser på krog- og lokke fastgørelseseorganer. For at forhindre dette skal fastgørelseseorganer til krog og lokke altid fastgøres, når enheden ikke bruges, eller når den vaskes.

Instruktioner vedrørende vask og pleje

1. Luk over alle krog/lokke stropper.
2. Vask i hånden med kaldt vand med et mildt rengøringsmiddel.
3. Skyld og tør fladt.
4. Brug ikke tørretumbler.
5. Stofbalsam må ikke bruges.
6. Kontroller for enhver forringelse, der kan påvirke brugen.
7. Kontroller med jævnem mellemrum, at krog/lokke fastgørelseseorganer fungerer korrekt.

Produkt familiesammensætning

Polyamid, PU, polyetylen, polyester, nylon, stål.

Tuoteperheen kokoontalo

Polyamidi, PU, polyetyleen, polyesteri, naiton, teräs.

Varastoointi ja kuljetusosuus

Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, alkuperäispakkauksessa.

Kierrätyks ja hävitäminen

Pakkauksen ja osat on kierätettävä tai hävitettävä turvalisesti paikallisten tai kansallisten lakien mukaisesti.

Vakava sattumus

Ilmoita vakavista sattumuksista valmistajalle ja EU-maan tai asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

SVENSKA

Produktbeskrivning

En dynamisk skinnne med spoledesign för PIP- och DIP-fleksionskontrakturer och Boutonniere-deformitet.

Användningsinformation (se bilder)

1. Öppna alla borreläsfester.
2. Placer fingeren i skinnen som anvis.
3. Stäng krog- / öglefästet.
4. Justera om för komfort.
5. Var försiktig med att inte dra åt ortesen för mycket, justera om efter behov och säkerställ att stödet är i rätt läge.

Indikationer för användning

Ger fingerstötte / utsträckning för en rad skador, tillstånd, pre- och postoperatörer såsom:

- PIP- och DIP-fleksionskontraktur i led.
- Extensorseneskader / -tilstånd (Boutonniere-deformitet).
- Blöddelsläsioner och konditioner.
- Oprøreholder assisteras utsträckning vid PIP-leddet och samtidigt med det tillader en aktiv bøjning.

Det rekommenderas att individer söker vägledning från en läkare angående det lämpligaste stödet och schema för när det ska användas.

Kontraindikationer

- Använd inte över öppna sår.
- Enhver kjent allergi og/eller hypersensitivitet for materialer oppført i produktsammensetningen.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Vi rekommenderar att den indledande monteringen av denna enhet gjennomføres av kvalifisert helsepersonell som gir råd om bruksperioden.

- Les alle instruksjoner och advarsler grundig för bruk.
- Følg alle instruksjoner for å sikre at utstyret fungerer som det skal.
- Skal ikke brukes hvis salver, geler, kræmer eller andre stoffer har blitt påført det berørte området.
- Må ikke gjennomkrukes for en annen pasient. Å gjøre det skaper risiko for kryssinfeksjon, og kan kompromittere produktintegriteten.
- Gjenomfør regelmæssige hud- og sirkulationskontroller, spesielt på pasienter med diabetes, kárproblem og neurologiske tilständer.
- Utfør regelmæssige bivirknings, kárproblem og neurologiske tilständer.
- Det skal ikke brukes hvis salver, geler, kræmer eller andre stoffer har blitt påført det berørte området.
- Må ikke gjennomkrukes for en annen pasient. Å gjøre det skaper risiko for kryssinfeksjon, og kan kompromittere produktintegriteten.
- Återanvänd inte på någon annan patient, eftersom det riskerar korsinfektion och kan äventyra produktens integritet.
- Gjenomfør regelmæssige hud- och sirkulationskontroller, spesielt på pasienter med diabetes, vaskulære problemer och neurologiska lidelser.
- Använd inte om liniment, salvor, geler, krämer eller andra ämnen har applicerats på det drabbade området.
- Återanvänd inte på någon annan patient, eftersom det riskerar korsinfektion och kan äventyra produktens integritet.
- Utstyret holdbarhet kan kompromitteras av visse faktorer, f.eks. objekter med skarpe kanter, eller skäde på borreläsfestene. För att förhindra detta bör krog- och öglefästen alltid fästas nära enheten inte bärts eller nära den vattas.

Tvätt- och skötselanvisningar

1. Stäng alla krog-/ögleremmar.
2. Handtvätta i kallt vatten med milt rengöringsmedel.
3. Skölj och torka plant.
4. Ska inte centrifugeras eller torktas i tørtrommel.
5. Toymyner skal ikke brukes.
6. Se etter forringelse som kan påvirke bruk.
7. Sjekk at borreläsfestene fungerer som skal med jevn mellomrom.

Produkt familjens sammensättning

Polyamid, PU, polyetylen, polyester, nylon, stål.