

NETHERLANDS

Product Beschrijving

Een duimorthese die aanpasbare ondersteuning biedt aan het carpometacarpale (CMC) van de duim. Binnenste vormbare aluminium steun biedt extra ondersteuning en stabiliteit van de basis van de duim.

Gebruiks informatie (zie diagram)

- Open klittenbandsluiting aan de achterkant van de orthese.
2. Plaats tommelfingeren in stotten. Luk fastgørelse af krog / løkke. Pas på ikke at stramme stropperne for meget, og juster dem igen efter behov, mens ortosen er i den rigtige position.

De orthese in de juiste positie zit.

Let op: de binnenste vormbare stang kan worden gevormd en aangepast voor stabilisatie van de basis van de duim.

Gebruiksaanwijzingen

- Voornameleijk ontworpen om ondersteuning te bieden bij CMC-artrose bij de duim.
- Kan ook CMC-gewrichtsondersteuning voor de duim bieden bij instabiliteit en verwondingen / aandoeningen van zacht weefsel.

Het wordt aanbevolen dat personen advies inwinnen bij een medisch specialist met betrekking tot de meest geschikte orthese.

Contra-indicaties

- Niet gebruiken op open wonden.
- Elke bekende allergie en / of overgevoeligheid voor materiaal vermeld in de productsamenstelling.
- Voorzichtigheid is geboden indien het wordt voorgeschreven aan patiënten met diabetes, vasculaire deficiëntie en neuropathie.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- We raden aan dat de eerste aanpassing van dit hulpmiddel wordt uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde professionele zorgverlener die de gebruikperiode zal adviseren.
- Lees voor gebruik alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig.
- Volg alle instructies om een goede werking van het hulpmiddel te garanderen.
- Niet gebruiken als smeersels, zalven, gels, crèmes of andere substanties op het aangedane gebied zijn aangebracht.
- Niet hergebruiken voor een andere patiënt, aangezien een risico op kruisbesmetting bestaat en de product integriteit in gevaar kan worden gebracht.
- Voer regelmatig huid- en bloedcirculatiecontroles uit, vooral bij patiënten met diabetes, vasculaire gebreken en neurologische aandoeningen.
- Als er bijwerkingen optreden, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw arts of leverancier van dit product.
- De duurzaamheid van het hulpmiddel kan worden aangetast door bepaalde factoren, bijv. Voorwerpen met scherpe randen of schade aan de klittenbandsluitingen. Om dit te voorkomen, moeten de klittenbandsluitingen altijd worden vastgemaakt als het hulpmiddel niet wordt gedragen of wordt gewassen.

Was- en onderhoudsinstructies

- Sluit alle klittenbandsluitingen.
- Was met de hand in koud water met een mild reinigingsmiddel.
- Uitspoelen en plat laten drogen.
- Niet centrifugeren of drogen in de droogtrommel.
- Gebruik nooit wasverzachter.
- Controleer op eventuele degradatie die het gebruik kan beïnvloeden.
- Controleer regelmatig of de klittenbandsluiting goed werkt.

Samenstelling van de productfamilie

TPU, Roestvrij staal, Nylon.

Opslag- en transportcondities

Bewaar op een koele, droge plaats zonder direct zonlicht, in de originele verpakking.

Recycling en afvoer

De verpakking en de samenstellende onderdelen moeten worden gerecycled of veilig worden afgevoerd in overeenstemming met lokale of nationale wetten.

Ernstig incident

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat of het land waarin u woont.

DANSK

Tuotekuvauus

En tommelfingerortose, som giver justerbar støtte til tommelfingeren carpometacarpal (CMC) leddet. En indvendigt formstøbt aluminium holder giver ekstra støtte og stabilitet af tommelfingeren.

Oplysninger vedrørende anvendelse (se diagram)

- Åben fastgørelse af kroge / løkke på bagsiden af ortosen.
- Placer tommelfingeren i støtten. Luk fastgørelse af krog / løkke. Pas på ikke at stramme stropperne for meget, og juster dem igen efter behov, mens ortosen er i den rigtige position.

Bemærk: den indvendige formbare holder kan formes og tilpasses til stabilisering af tommelfingeren.

Indikationer for brug

- Overvejende designet til at give støtte til CMC-slidigt i tommelfingeren.
- Kan også give CMC-ledstøtte til tommelfinger for ustabilitet og bløde vævsskader / konditioner.

Det anbefales, at enkeltpersoner søger vejledning fra en sundhedsperson vedrørende den mest passende ortose.

Kontraindikationer

- Brug ikke over åbne sår.
- Enhver kendt allergi og / eller overfølsomhed over for ethvert materiale, der er anført i produktsammensætningen.
- Der skal udvises forsigtighed, hvis det ordineres til patienter med diabetes, vaskulære defekter og neuropati.

Advarsler og forholdsregler

- Vi anbefaler, at den indledende tilpasning af dette udstyr udføres af en kvalificeret sundhedsperson, der kan rådgive vedrørende brug.
- Læs omhyggeligt alle instruktioner og advarsler inden brug.
- Følg alle instruktioner for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug ikke, hvis der er brugt påføringsstoffer, salver, geler, cremer eller andre stoffer på det berørte område.
- Må ikke genbruges til en anden patient, da det risikerer krydsinfektion og kan kompromittere produktintegriteten.
- Udfør regelmæssige hud- og cirkulationskontroller, især hos patienter med diabetes, vaskulære defekter og neurologiske tilstande.
- Hvis der opstår bivirkninger, bedes du stoppe og kontakte din sundhedsperson eller udbyder af dette produkt.
- Enhedens holdbarhed kan blive kompromitteret af visse faktorer, f.eks. genstande med skarpe kanter eller beskadigelse på krog- og løkke fastgørelsesorganer. For at forhindre dette skal fastgørelsesorganer til krog og løkke altid fastgøres, når enheden ikke bruges, eller når den vaskes.

Instruktioner vedrørende vask og pleje

- Luk over alle krog/løkke stropper.
- Vask i hånden med koldt vand med et mildt rengøringsmiddel.
- Skyld og tør fladt.
- Brug ikke tørretumbler.
- Stofbalsam må ikke bruges.
- Kontroller for enhver forringelse, der kan påvirke brugen.
- Kontroller med jævne mellemrum, at krog/løkke fastgørelsesorganer fungerer korrekt.

Produkt familiesammensætning

TPU, rustfrit stål, Nylon.

Opbevarings- og transportforhold

Opbevar i originalemballagen, på et køligt, tørt sted uden direkte sollys.

Genbrug og bortscaffelse

Emballage og bestanddele skal genbruges eller bortscaffes ifølge overensstemmelse med lokale eller nationale love.

Alvorlig hændelse

Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i EU-medlemsstaten eller det land, hvor du bor.

SUOMI

Tuotekuvauas

Peukalon ortoosi, joka tarjoaa säädettävän tuen peukalon kämmennivelille (CMC). Sisäinen muovattava alumiinituki tarjoaa ylimääräistä tukea ja vakauttaa peukalon tyviosassa.

Käyttötiedot (katso kaavio)

- Avaa koukku/silmukkakiinnitin ortoosin takaosassa.
- Aseta peukalo tukeen. Sulje koukku-/silmukkakiinnitin. Varo kiristämästä remmejä liikaa, säädä mukavuutta tarvittaessa uudelleen varmistaan, että ortoosi on oikeassa asenossa.

Huomaa: sisempi muovattava tuki voidaan muotoilla ja sovittaa peukalon pohjan vakauttamiseksi.

Käyttööhjeet

Käyttööhjeet

- Pääasiassa suunniteltu tukemaan peukalon kämmennivelen (CMC) nivelrikkoa.
- Voi myös tarjota peukalon CMC-niveltukea epävakauteen ja pehmytkudoksen vammoihin/tiloihin.

On suositeltavaa, että henkilöt hakevat lääkäriltä ohjausta sopivimman ortoosin ja käyttöaikataulun suhteen.

Kontraindikaatio

- Älä käyttää avoimilla haavoilla.
- Mikä tahansa tunnettu allergia ja/tai yliherkkyys jollekin tuotteen koostumuksessa luetellulle materiaalille.
- Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on diabetes, laskimoiden vajaatoiminta ja neuropatia.

Varoitukset ja varotoimet

- Suosittellemme, että tämän laitteen ensisovitus tehdään pätevän terveydenhuollon ammattilaisen toimesta, joka neuvoo käyttöajan.
- Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia ohjeita laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Älä käytä, jos vaikutusalueelle on levitetty linimenttejä, salvaa, geelejä, voiteita tai muita aineita.
- Älä käytä uudelleen eri potilaalle, sillä se saattaa aiheuttaa risti-infektion ja vaarantaa tuotteen eheyden.
- Suorita säännölliset ihon ja verenkierron tarkastukset, erityisesti potilailla, joilla on diabetes, laskimoiden vajaatoiminta ja neurologisia sairauksia.
- Jos häittäväikutuksia ilmenee, lopeta käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai tämän tuotteen toimittajaan.
- Laitteen kestävyys voi heikentyä tietyillä tekijöillä, esimerkiksi esineillä, joissa on terävät reunat, tai vaurioilla koukku- ja silmukkakiinnittimiin. Tämän estämiseksi koukku- ja silmukkakiinnittimet tulee kiinnittää aina, kun laitetta ei käytetä tai se pestään.

Pesu- ja hoito-ohjeet

- Sulje kaikki koukku-/silmukkaremmit.
- Käsipesu viileässä vedessä miedolla pesuaineella.
- Huuhtele ja tasokuivaa.
- Älä linkoa tai rumpkuivaa.
- Älä käytä huuhteluainetta koskaan.
- Tarkista mahdolliset kulumiset, jotka saattavat vaikuttaa käyttöön.
- Tarkista säännöllisesti, että koukku-/silmukkakiinnittimet toimivat kunnolla.

Tuoteperheen kokoonpano

TPU, ruostumaton teräs, Nylon.

Varastointi ja kuljetusolosuhteet

Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, alkuperäispakkauksessa.

Kierrätys ja hävittäminen

Pakkaukset ja osat on kierrätettävä tai hävitettävä turvallisesti paikallisten tai kansallisten läkien mukaisesti.

Vakava sattumus

Ilmoita vakavista sattumuksista valmistajalle ja EU-maan tai asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

SVENSKA

Produkttbeskrivning

En tumortos som ger justerbart stöd till tummelens carpometakarpped (CMC). Inre formbart aluminiumstöd ger extra stöd och stabilitet för tummens bas.

Användningsinformation (se bilder)

- Öppna krok-/öglefästet på baksidan av ortosen.
- Placera tummen i stödet. Stäng krok-/öglefästet. Var försiktig så att remmana inte dras åt för mycket. Justera om efter behov och säkerställ att ortosen är i rätt läge.

Obs: det inre formbara stödet kan formas och anpassas för stabilisering av basen av tummen.

Indikationer för användning

- Indikationer för användning
- Huvudsakligen utformat för att ge stöd för CMC-tumartros.
- Kan också ge CMC-ledstöd i tummen för instabilitet och mjukvävnadsskador / -tillstånd.

Det rekommenderas att individer söker vägledning från en läkare angående den lämpligaste ortosen.

Kontraindikationer

- Använd inte över öppna sår.
- All känd allergi och/eller överkänslighet mot material som anges i produktsammansättningen.
- Försiktighet bör iakttas vid förskrivning till patienter med diabetes, kär/problem och neuropati.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Vi rekommenderar att inledande montering av denna enhet utförs av lämplig kvalificerad vårdpersonal som ger råd om användningsperioden.
- Läs noga igenom alla instruktioner och varningar före användning.
- Följ alla instruktioner för att säkerställa enhetens korrekta prestanda.
- Använd inte om liniment, salvor, geler, krämer eller andra ämnen har applicerats på det drabbade området.
- Återanvänd inte på någon annan patient, eftersom det riskerar korsinfektion och kan äventyra produktens integritet.
- Utför regelbundna hud- och cirkulationskontroller, särskilt på patienter med diabetes, kär/problem och neurologiska tillstånd.
- Om det uppstår biverkningar, vänligen sluta använda produkten och kontakta din läkare eller leverantören.
- Enhetens hållbarhet kan äventyras av vissa faktorer, t.ex. föremål med vassa kanter eller skador på krok- och öglefästen. För att förhindra detta bör krok- och öglefästen alltid fästas när enheten inte bärs eller när den tvättas.

Tvätt- och skötselavsningar

- Stäng alla krok-/ögleremmar.
- Handtvätta i kallt vatten med mild rengöringsmedel.
- Skölj och torka plant.
- Ska inte centrifugas eller tortkumlas.
- Använd aldrig sköljmedel.
- Huuhtele ja tasokuivaa.
- Kontrollera om det finns försämringar som kan påverka användningen.
- Kontrollera regelbundet att krok-/öglefästen fungerar säkert.

Produkt familjens sammansättning

TPU, rostfritt stål, Nylon.

Förvarings- och transportförhållanden

Förvara på en sval, torr plats utan direkt solljus, i originalförpackningen.

Återvinning och bortscaffande

Förpackningar och beståndsdelar ska återvinnas eller kasseras på ett säkert sätt i enlighet med lokala eller nationella lagar.

Allvarlig incident

Rapportera allvarliga händelser till tillverkaren och behörig myndighet i den EU-medlemsstat eller det land där du bor.

NORSK

Produkttbeskrivelse

En tommelortose som gir justerbar støtte til tommelens carpometakarpane (CMC-) ledd. Den indre, formbare aluminiumskinnen gir ekstra støtte og stabilitet til CMC-leddet.

Bruksinformasjon (se diagrammet)

- Åpne borrelåsfestet på baksiden av ortosen.
- Plasser tommelen i støtten. Lukk borrelåsfestet. Sørg for å ikke stramme stroppene for mye, etterjuster for komfort ved behov, og sikre at ortosen er i korrekt posisjon.

Merk: Den indre, formbare skinnen kan formes og tilpasses for å stabilisere nedre del av tommelen.

Indikasjoner for bruk

- Indikasjoner for bruk
- Hovedsakelig utformet for å gi støtte ved osteoartritt i CMC-leddet i tommelen.
- Kan også støtte tommelens CMC-ledd ved ustabilitet og bløtvevsskader/-tilstander.

Det anbefales å søke veiledning fra medisinsk personell om den mest passende ortosen.

Kontraindikasjoner

- Skal ikke brukes over åpne sår.
- Enhver kjent allergi og/eller hypersensitivitet for materialer oppført i produktsammensetningen.
- Aktsohmhet bør vises hvis foreskrevet til pasienter med diabetes, vaskulære problemer og neuropati.

Advarsler og forholdsregler

- Vi anbefaler at den første tilpasningen av dette utstyret gjennomføres av kvalifisert helsepersonell som gir råd om bruksperioden.
- Les alle instruksjoner og advarsler grundig før bruk.
- Må ikke gjenbrukes for en annen pasient. Å gjøre det skaper risiko for kryssinfeksjon, og kan kompromittere produktintegriteten.
- Gjennomfør regelmessige hud- og sirkulasjonskontroller, spesielt på pasienter med diabetes, vaskulære problemer og neurologiske lidelser.
- Hvis det skulle oppstå bivirkninger, avslutt bruken og kontakt helsepersonell eller leverandøren av dette produktet.
- Utstyrets holdbarhet kan kompromitteres av visse faktorer, f.eks. objekter med skarpe kanter, eller skade på borrelåsfestene. For å forhindre dette, bør borrelåsfestene alltid være festet når utstyret ikke brukes, eller når det vaskes.

Instruksjoner for vask og stell

- Lukk alle borrelåstropper.
- Håndvask i kaldt vann med mildt rengjøringsmiddel.
- Skylles, og tørkes flatt.
- Skal ikke sentrifugeres eller tørkes i tørketrommel.
- Tøymykner skal ikke brukes.
- Se etter forringelse som kan påvirke bruk.
- Sjekk at borrelåsfestene fungerer som de skal med jevne mellomrom.

Produkt familie sammensetning

TPU, rustfritt stål, Nylon.

Lagrings- og transportforhold

Oppbevares på et kaldt, tørt sted utenfor direkte sollys, i originalemballasjen.

Resirkulering og avhending

Emballasje og bestanddeler bør resirkuleres eller avhendes i samsvar med lokale eller nasjonale lover.

Alvorlig hendelse

Rapporter alle alvorlige hendelser til produsenten og kompetent myndighet i EU-medlemsstaten eller landet du bor i.

POLSKI

Opis produktu

Orteza kciuka zapewnijająca regulowane podparcie stawu nadgarstkowo-śródręcznego (CMC) kciuka. Wewnętrzny aluminiowy usztywniacz do formowania zapewnia dodatkowe wsparcie i stabilność podstawy kciuka.

Informacje o zastosowaniu (patrz schemat)

- Otwarte zapięcie na rzepey z tyłu orteyz.
- Umieścić kciuk w ortezie. Zapiąć zapięcie na rzep. Należy uważać, aby nie zacisnąć paszków zbyt mocno, w razie potrzeby ponownie wyregulować dla wygody, upewniając się jednocześnie, że orteza znajduje się we właściwej pozycji.

Uwaga: wewnętrzny usztywniacz do formowania można ukształtować i przystosować do stabilizacji podstawy kciuka.

Wskazania do stosowania

- Zaprojektowana głównie w celu zapewnienia wsparcia w chorobie zwyrodnieniowej stawu CMC kciuka.
- Może również stanowić wsparcie dla stawu CMC kciuka w przypadku niestabilności i urazów/schorzeń tkank miękkich.

Zaleca się, aby osoby korzystające z orteyz zwrócić się do lekarza o poradę dotyczącą wyboru najodpowiedniejszego wyrobu.

Przeciwwskazania

- Przeciwwskazania
- Nie stosować na otwarte rany.
- Znana alergia i/lub nadwrażliwość na jakikolwiek materiał wymieniony w składzie produktu.
- Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u pacjentów z cukrzycą, niewydolnością naczyń krwionośnych i neuropatią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Zalecamy, aby początkowe dopasowanie tego wyrobu zostało przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, który doradzi w kwestii koniecznego okresu użytkowania.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe działanie wyrobu.
- Nie wolno stosować w przypadku, gdy na chore miejsce zostały nałożone płyny do nacierania, maści, żele, kremy lub jakiegolwiek inne substancje.
- Nie wolno używać ponownie tego samego produktu do leczenia innego pacjenta, gdyż grozi to zakażeniem krzywozym i może naruszyć integralność produktu.
- Należy regularnie kontrolować stan skóry i krążenie, szczególnie u pacjentów z cukrzycą, niewydolnością naczyńniową i schorzeniami neurologicznymi.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania produktu i skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia lub dostawcą tego produktu.
- Pewne czynniki mogą zmniejszyć trwałość orteyz np. przedmioty o ostrych krawędziach lub uszkodzenia zapieć z rzeпами. Aby temu zapobiec, rzepey powinny być zawsze zapięte, gdy wyrób nie jest noszony lub w trakcie prania.

Instrukcje prania i pielęgnacji

- Zapiąć wszystkie paski na rzepey.
- Prac ręcznie w chłodnej wodzie z użyciem łagodnego detergentu.
- Wypłukać i wysuszyć na płasko.
- Nie wirować i nie suszyć w suszarce bębnowej.
- W żadnym wypadku nie należy używać płynu do płukania tkanin.
- Należy sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na użytkowanie produktu.
- Należy okresowo sprawdzać, czy rzepey mocno się trzymają.

Skład rodziny produktów

TPU, stal nierdzewna, Nylon.

Warunki przechowywania i transportu

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w oryginalnym opakowaniu.

Recykling i utylizacja

Opakowanie i części składowe należy poddać recyklingowi lub bezpiecznie zutylizować zgodnie z lokalnymi, lub krajowymi przepisami.

Poważne incydenty

Należy zgłaszać wszelkie poważne incydenty producentowi i właściwym władzom państwa członkowskiego UE lub kraju zamieszkania użytkownika.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή Προϊόντος

Ορθωση αντίχειρα που προσφέρει ρυθμιζόμενη υποστήριξη στην καρπομετακάρπια (CMC) άρθρωση του αντίχειρα. Με εσωτερικό αλουμινένιο στρίγμα που προσφέρει επιπλέον υποστήριξη και σταθερότητα στην βάση του αντίχειρα.

Πληροφορίες Χρήσης (βλέπε διάγραμμα)

- Ανοίξτε τον σύνδεσμο αγκίστρου/βρόχου στο πίσω μέρος της άρθρωσης.
- Τοποθετήστε τον αντίχειρα στον νάρθηκα. Κλείστε τον σύνδεσμο αγκίστρου/βρόχου. Φροντίστε να μην σφιχτεί υπερβολικά τα λουριά, αναπροσαρμόστε για άνεση ως απαιτείται και βεβαιωθείτε πως η άρθρωση είναι σε σωστή θέση.

Σημείωση: το σχήμα του εσωτερικού εύπλαστου στρίγματος μπορεί να διαμορφωθεί και να προσαρμοστεί για σταθεροποίηση της βάσης του αντίχειρα.

Ενδείξεις για Χρήση

- Σχεδιασμένος κυρίως για να προσφέρει υποστήριξη για οστεοαρθρίτιδα της καρπομετακάρπιας (CMC) άρθρωσης.
- Μπορεί επίσης να προσφέρει υποστήριξη της καρπομετακάρπιας (CMC) άρθρωσης για αστάθεια και κακώσεις / παθήσεις μαλακών μορίων.

Συζητείται το κάθε άτομο να αναζητεί καθοδήγηση από ιατρικό επαγγελματία σχετικά με την καταλληλότερη άρθωση.

Αντενδείξεις

- Να μην χρησιμοποιείται σε ανοιχτά τραύματα.
- Οποιαδήποτε γνωστή αλλεργία και/ή υπερευαίσθησία σε κάποιο από τα υλικά που αναγράφονται στην σύνθεση του προϊόντος.
- Θα πρέπει να εφαρμοστεί με προσοχή εάν γίνει συνταγογράφηση σε ασθενείς με διαβήτη, φλεβική ανεπάρκεια και νευροπάθεια.

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

- Συζητήσουμε ι αρχική εφαρμογή αυτής της συσκευής να πραγματοποιείται από έναν κατάλληλο αναγνωρισμένο επαγγελματία υγείας ο οποίος μπορεί να συμβουλεύσει για την περίοδο χρήσης.
- Θα πρέπει να εφαρμοστεί με προσοχή εάν γίνει συνταγογράφηση σε ασθενείς με διαβήτη, φλεβική ανεπάρκεια και νευροπάθεια.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για να επιτύχετε την σωστή απόδοση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε εάν λουσίον, αλοιφές, τζελ, κρέμες ή άλλες ουσίες έχουν τοποθετηθεί στην τραυματισμένη περιοχή.
- Μην χρησιμοποιείτε ξανά για άλλον ασθενή, σε τέτοια περίπτωση μπορεί να προκληθεί επιμόλυνση και να αλλοιωθεί η ακεραιότητα του προϊόντος.
- Εκτελείτε τακτικούς δερματικούς και κυκλοφορικούς ελέγχους, ειδικά για ασθενείς με διαβήτη, φλεβικές ανεπάρκειες και νευρολογικές παθήσεις.
- Στην περίπτωση που προκληθούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις, διακόψτε την χρήση και επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας ή τον προμηθευτή αυτού του προϊόντος.
- Η αντοχή της συσκευής μπορεί να αλλοιωθεί από ορισμένους παράγοντες, π.χ., αντικείμενα με κοφτερές άκρες ή ζημιά στους συνδέσμους αγκίστρου και βρόχου. Για να το αποφύγετε αυτό οι σύνδεσμοι αγκίστρου και βρόχου θα πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένοι όταν η συσκευή δεν είναι φορεμένη ή κατά την πλύση.

Οδηγίες Πλυσίματος και Φροντίδας

- Κλείστε όλα τα λουριά αγκίστρου/βρόχου.
- Πλύνετε στο χέρι με κρύο νερό χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό.
- Ξεπλύνετε και αφήστε τον ανοιχτό για να στεγνώσει.
- Μην περιστρέφετε ή βάζετε σε στεγνωτήριο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μαλακτικό ρούχων.
- Ελέγξτε για την όποια φθορά που μπορεί να επηρεάσει την χρήση.
- Περιοδικά ελέγχετε την ασφαλή λειτουργία των συνδέσμων αγκίστρου/βρόχου.

σύνθεση οικογένειας προϊόντων

TPU, Ανοξειδωτο Ατσάλι, Νάιλον.

Συνθήκες Αποθήκευσης και Μεταφοράς

Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από έκθεση σε ηλιακό φως,