


DRWB - D-Ring Wrist Brace

EN WRIST/HAND ORTHOSIS
 DE HANDELENK-/HANDORTHESE
 FR ORTHÈSE DU POIGNET/DE LA MAIN
 ES ORTESIS DE MUÑECA/MANO
 IT ORTESI PER POLSO/MANO
 NL POLS-HANDORTHESE
 DK HÄNDLEDS-/HÄNDORTOSE
 FI RANNE-KÄMMENORTOOSI
 SE HANDLEDS- OCH HANDORTOS
 NO ORTOSE, HÅNDLEDD/HÅND
 PL ORTEZA NADGARSTKA/DŁONI
 GR ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ/ΧΕΡΙΟΥ



ENGLISH

Product Description

A wrist orthosis for immobilisation / support. Adjustable stay to help immobilise the wrist. Easy 'slip-on' design with D-ring closure straps.

Usage Information (See diagram)

1. Open hook/loop fastening and open brace out flat.
2. Position hand in brace.
3. Close the hook/loop D-ring fastenings around the wrist.
4. Take care not to over tighten straps, re-adjust for comfort as required while ensuring brace is in correct position.
5. Brace fitting complete.

Indications for Use

- Provides wrist immobilisation / support for an array of injuries, conditions, pre- and post-operations such as:
 - Stable fractures.
 - Sprains and strains.
 - Soft tissue injuries and conditions.
 - Arthritis.
 - Peripheral nerve pathologies.
 - Slide-on design with D-ring closures allow easy application especially for patients with reduced dexterity.

Contraindications

- Do not use over open wounds.
- Any known allergy and/or hypersensitivity to any material listed in product composition.
- Caution should be used if prescribed to patients with diabetes, vascular deficiency and neuropathy.

Warnings and Precautions

We recommend the initial fitting of this device be conducted by a suitably qualified healthcare professional who will advise the period of use.

- Carefully read all instructions and warnings prior to use.
- Follow all instructions to ensure proper performance of the device.
- Do not use if liniments, ointments, gels, creams or any other substances have been applied to the affected area.
- Do not re-use for another patient, doing so risks cross infection and can compromise product integrity.
- Perform regular skin and circulation checks, especially patients with diabetes, vascular deficiencies and neurological conditions.
- Should any adverse reactions occur, please cease use and contact your healthcare professional or provider of this product.
- The durability of the device may be compromised by certain factors, e.g., objects with sharp edges or damage to the hook and loop fasteners. To prevent this the hook and loop fasteners should always be fastened when the device is not being worn or when being washed.

Washing and Care Instructions

1. Close over all Hook/Loop straps.
2. Hand wash brace in cool water using mild detergent.
3. Rinse and dry flat.
4. Do not spin or tumble dry.
5. Do not use fabric conditioner at any time.
6. Check for any degradation that may affect use.
7. Periodically check Hook/Loop fasteners are operating securely.

Product Composition

Acetal, Aluminium, Elastane, Lycra, Nylon, Polyamide, Polyester, Polypropylene, Polyurethane, POM, SBR, Spandex, Steel, TPU.

Storage and Transport Conditions

Store in a cool, dry place out of direct sunlight, in the original packaging.

Recycling and Disposal

Packaging and constituent parts should be recycled or safely disposed in accordance with local or national laws.

Serious Incident

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority of the EU Member state, or country in which you reside.

MEDICAL DEVICE

SINGLE PATIENT - MULTIPLE USE

CAUTION

RECYCLING

Promedics Orthopaedics Ltd.
 Port Glasgow Industrial Estate, Gareloch Road, Port Glasgow,
 Scotland, UK, PA14 5XH
 Tel: +44 (0) 1475 746 400 | Email: enquiries@promedics.co.uk
www.promedics.co.uk

CE EC REP

EMERGO EUROPE
 Westervoortsedijk 60,
 6827 AT Arnhem
 The Netherlands

DEUTSCH

Produktbeschreibung

Eine Handorthese zur Ruhigstellung/Unterstützung. Einstellbare Stütze zur Ruhigstellung des Handgelenks. Leicht anlegbares Design mit D-Ring-Verschlussgurten.

Anwendungsinformationen (siehe Diagramm)

1. Klettverschluss öffnen und Stütze flach nach außen öffnen.
2. Hand in Stütze legen.
3. Close the hook/loop D-ring fastenings around the wrist.
4. Nicht zu fest anziehen, für einen bequemen Sitz je nach Bedarf neu anpassen und dabei sicherstellen, dass sich die Stütze in der richtigen Position befindet.
5. Anpassung der Stütze abgeschlossen.

Indikationen für den Einsatz

- Bietet Ruhigstellung/Unterstützung für das Handgelenk für eine Reihe von Verletzungen, Erkrankungen und vor und nach von Operationen, darunter:
 - Stabile Brüche.
 - Verstauchungen und Zerrungen.
 - Weichgewebe-Erkrankungen.
 - Arthritis.
 - Peripherie Nervenpathologien.
 - Slide-on Design mit D-Ring-Verschlüssen ermöglicht das leichte Anbringen, insbesondere für Patienten mit feinmotorischen Defiziten.

Gegenanzeigen

- Nicht über offenen Wunden verwenden.
- Jede bekannte Allergie und/oder Überempfindlichkeit gegen einen der in der Produktzusammensetzung aufgeführten Stoffe.
- Vorsicht ist geboten bei der Verschreibung an Patienten mit Diabetes, Gefäßschwäche und Neuropathie.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Wir empfehlen, dass die Erstanpassung dieser Orthese von einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachkraft durchgeführt wird, die Sie über die Dauer der Verwendung berät.

- Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig alle Anweisungen und Warnhinweise.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Funktion der Orthese sicherzustellen.
- Nicht verwenden, wenn Einreibmittel, Salben, Gele, Cremen oder andere Substanzen auf den betroffenen Bereich aufgetragen wurden.
- Nicht bei einem anderen Patienten wiederverwenden, da dies eine Kreuzinfektion zur Folge haben und die Produktintegrität beeinträchtigen kann.
- Nehmen Sie regelmäßige Haut- und Kreislaufuntersuchungen vor, insbesondere bei Patienten mit Diabetes, Gefäßkrankheiten und neurologischen Erkrankungen.
- Sollten unerwünschte Reaktionen auftreten, beenden Sie bitte die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder den Anbieter dieses Produkts.
- Die Langzeitigkeit der Orthese könnte durch bestimmte Faktoren beeinträchtigt werden, z. B. durch Objekte mit scharfen Kanten oder Schäden an den Klettverschlüssen. Um dies zu verhindern, sollten die Klettverschlüsse immer geschlossen werden, wenn die Orthese nicht getragen wird oder wenn sie gewaschen wird.

Wasch- und Pflegehinweise

1. Schließen Sie sämtliche Klettverschlüsse.
2. Waschen Sie die Stütze von Hand in kaltem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
3. Spülen und flach abtrocknen.
4. Nicht schleudern oder im Wäschetrockner trocknen.
5. Niemals einen Weichspüler verwenden.
6. Auf Beschädigungen achten, welche die Nutzung beeinträchtigen könnten.
7. Regelmäßig überprüfen, ob die Klettverschlüsse sicher funktionieren.

Zusammensetzung der Produktfamilie

Acetal, Aluminium, Elastan, Lycra, Nylon, Polyamid, Polyester, Polypropylen, Polyurethan, POM, SBR, Spandex, Stahl, TPU.

Lager- und Transportbedingungen

An einem kühlen, trockenen Ort, vor direktem Sonnenlicht geschützt in der Originalverpackung aufzubewahren.

Recycling und Entsorgung

Die Verpackung und die Bestandteile sollten recycelt oder sicher entsprechen der lokalen oder nationalen Gesetze entsorgt werden.

Ernster Zwischenfall

Melden Sie alle ernsten Zwischenfälle dem Hersteller und der befugten Behörde des EU-Mitgliedstaates oder Landes, in dem Sie ansässig sind.

FRANÇAIS

Description du produit

Une orthèse pour l'immobilisation/soutien du poignet. Renfort réglable pour aider à immobiliser le poignet. Conception facile à enfiler avec des sangles à fermeture en anneau en D.

Information d'utilisation (Voir diagramme)

1. Ouvrez la fermeture auto-agrippante et ouvrez l'orthèse en la mettant à plat.
2. Placez la main dans l'orthèse.
3. Fermez les fermetures auto-agrippantes à anneaux en D autour du poignet.
4. Veillez à ne pas trop serrer les sangles, réajustez-les en fonction de votre confort, tout en vous assurant que l'orthèse soit dans la bonne position.
5. Réglage de l'orthèse terminé.

Indications pour su uso

- Proporciona inmovilización y soporte a la muñeca para una serie de lesiones, afecciones y pre y posoperatorios, tales como:
 - Fracturas estables.
 - Esguinces y distensiones.
 - Lesiones y afecciones de los tejidos blandos.
 - Artritis.
 - Patologías del nervio periférico.
 - El diseño deslizante con cierres de anillo en D permite una fácil aplicación, especialmente para pacientes con habilidades reducidas.

Contraindicaciones

- No utilizar sobre heridas abiertas.
- Cualquier alergia y/o hipersensibilidad conocida a cualquier material que figure en la composición del producto.
- Se debe tener precaución si se prescribe a pacientes con diabetes, deficiencia vascular y neuropatía.

Contre-indications

- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes.

- Toute allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des matériaux énumérés dans la composition du produit.

- La prudence s'impose en cas de prescription à des patients souffrant de diabète, de déficience vasculaire et de neuropathie.

Advertencias y precauciones

Recomendamos que la colocación inicial de este dispositivo la realice un profesional sanitario debidamente cualificado, quien aconsejará sobre el período de uso.

- Antes del uso, leer detenidamente todas las advertencias e instrucciones.
- Siga todas las instrucciones para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.
- No utilizar si se han aplicado linimentos, pomadas, geles, cremas o cualquier otra sustancia en la zona afectada.
- No reutilizar para otro paciente; al hacerlo, se corre el riesgo de infección cruzada y puede comprometer la integridad del producto.
- Realizar controles periódicos de la piel y la circulación, especialmente en pacientes con diabetes, deficiencias vasculares y afecciones neurológicas.
- En caso de producirse alguna reacción adversa, deje de utilizarla y póngase en contacto con su profesional sanitario o con el proveedor de este producto.
- La durabilidad del dispositivo puede verse comprometida por ciertos factores, por ejemplo, objetos con bordes afilados o daños en los cierres de gancho y bucle. Para evitarlo, los cierres de gancho y bucle deben abrocharse siempre cuando no se lleve puesto el dispositivo o cuando se lava.

Instrucciones de lavado y cuidados

1. Cierre todas las correas de gancho y bucle.

2. Lave la ortesis a mano en agua fría con un detergente suave.

3. Aclare y seque en plano.

4. No centrifugue ni seque en secadora.

5. No utilice acondicionador de tejidos en ningún momento.

6. Compruebe si hay alguna degradación que pueda afectar al uso.

7. Compruebe periódicamente que los cierres de gancho y bucle funcionan de forma segura.

Composición de la familia de productos

poliéster, poliuretano, Nailon, Spandex, polipropileno, POM, aluminio.

Condiciones de almacenamiento y transporte

acetato, aluminio, elastano, Lycra, Nylon, poliamida, poliéster, polipropileno, poliuretano, POM, SBR, Spandex, acero, TPU.

Reciclaje y eliminación

El embalaje y las piezas que lo componen deben reciclarse o eliminarse de forma segura de acuerdo con las leyes locales o nacionales.

Incidentes graves

Informe de cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro de la UE o del país en el que resida.

ESPAÑOL

Descripción del producto

Una ortesis de muñeca para la inmovilización/sostén. Barra ajustable para ayudar a inmovilizar la muñeca. Diseño fácil de enfilar con correas de cierre en D.

Información sobre el uso (ver diagrama)

1. Abrir la cierre de gancho y bucle y abrir la ortesis en plano.
2. Coloque la mano dentro de la ortesis.
3. Ajuste los cierres de gancho y bucle en D alrededor de la muñeca.
4. Tenga cuidado de no apretar demasiado las correas, reajustelas para mayor comodidad y asegúrese de que la ortesis está en la posición correcta.
5. Ajuste de la ortesis completa.

Indicaciones para su uso

- Proporciona inmovilización y soporte a la muñeca para una serie de lesiones, afecciones y pre y posoperatorios, tales como:
 - Fracturas estables.
 - Esguinces y distensiones.
 - Lesiones y afecciones de los tejidos blandos.
 - Artritis.
 - Patologías del nervio periférico.
 - El diseño deslizante con cierres de anillo en D permite una fácil aplicación, especialmente para pacientes con habilidades reducidas.

Contraindicaciones

- No utilizar sobre heridas abiertas.
- Cualquier alergia y/o hipersensibilidad conocida a cualquier material que figure en la composición del producto.
- Se debe tener precaución si se prescribe a pacientes con diabetes, deficiencia vascular y neuropatía.

Advertencias y precauciones

Recomendamos que la colocación inicial de este dispositivo la realice un profesional sanitario debidamente cualificado, quien aconsejará sobre el período de uso.

- Antes del uso, leer detenidamente todas las advertencias e instrucciones.
- Siga todas las instrucciones para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.
- No utilizar si se han aplicado linimentos, pomadas, geles, cremas o cualquier otra sustancia en la zona afectada.
- No reutilizar para otro paciente; al hacerlo, se corre el riesgo de infección cruzada y puede comprometer la integridad del producto.
- Realizar controles periódicos de la piel y la circulación, especialmente en pacientes con diabetes, deficiencias vasculares y afecciones neurológicas.
- En caso de producirse alguna reacción adversa, deje de utilizarla y póngase en contacto con su profesional sanitario o con el proveedor de este producto.
- La durabilidad del dispositivo puede verse comprometida por ciertos factores, por ejemplo, objetos con bordes afilados o daños en los cierres de gancho y bucle. Para evitarlo, los cierres de

NETHERLANDS**Product Beschrijving**

Een polsorthese voor immobilisatie / ondersteuning. Verstelbare steun om de pols te immobiliseren. Eenvoudig ,slip-on'-ontwerp met D-ringsluitingen.

Gebruiksinfo (zie diagram)

1. Open de klittenbandsluiting en open de brace plat.
2. Plaats de hand in brace.
3. Sluit de klittenband-D-ring om de pols.
4. Zorg ervoor dat de banden niet te strak worden aangetrokken, stel indien nodig opnieuw af voor comfort terwijl je ervoor zorgt dat de brace in de juiste positie zit.
5. Bevestiging brace compleet.

Gebruiksaanwijzingen

- Biedt pols immobilisatie/ondersteuning bij een reeks verwondingen, aandoeningen, pre- en postoperaties, zoals:
 - Stabiele breuken.
 - Verstuikingen en verrekkingen.
 - Verwondingen en aandoeningen aan zacht weefsel.
 - Artritis.
 - Perifere nervepatologien.
 - Slide-on design met D-ring lukninger muliggør let anvendelse især for patienter med nedsatt fingerfærdighed.

Kontraindikationer

- Brug ikke over åbne sår.
- Enhver kendt allergi og / eller overfølsomhed over for ethvert materiale, der er anført i produktsammensætningen.
- Der skal udvises forsigtighed, hvis det ordineres til patienter med diabetes, vaskulære defekter og neuropati.

Advarsler og forholdsregler

Vi anbefaler, at den indledende tilpasning af dette udstyr udføres af en kvalificeret sundhedspræsident, der kan rådgive vedrørende brug.

- Læs omhyggeligt alle instruktioner og advarsler inden brug.
- Følg alle instruktioner for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug ikke, hvis der er brugt påføringsstoffer, salver, geler, cremeer eller andre stoffer på det berørte område.
- Må ikke genbruges til en anden patient, da det risikerer krydsinfektion og kan kompromittere produktintegriteten.
- Udfor regelmæssige hud- og cirkulationskontroller, især hos patienter med diabetes, vaskulære defekter og neurologiske tilstande.
- Hvis der opstår bivirkninger, bedes du stoppe og kontakte din sundhedspræsident eller udbyder af dette produkt.
- Enheden holdbarhed kan blive kompromitteret af visse faktorer, f.eks. genstande med skarpe kanter eller beskadigelser på krog- og lokke fastgørelsesorganer. For at forhindre dette skal fastgørelsesorganer til krog og lokke altid fastgøres, når enheden ikke bruges, eller når den vaskes.

Instruktioner vedrørende vask og pleje

1. Luk over alle krog/lokke stropper.
2. Vask støtten i hånden med kaldt vand med et mildt rengøringsmiddel.
3. Skyld og tor.
4. Brug ikke tøretumbler.
5. Stofbalsam må ikke bruges.
6. Kontroller for enhver forringelse, der kan påvirke brugen.
7. Kontroller med jævne mellemrum, at krog/lokke fastgørelsesorganer fungerer korrekt.

Produkt familiesammensætning

Acetal, Aluminium, Elastan, Lycra, Nylon, Polyamide, Polyester, Polypropylene, Polyurethane, POM, SBR, Spandex, Stål, TPU.

Samenstelling van de productfamilie

Acetaal, Aluminium, Elastaan, Lycra, Nylon, Polyamide, Polyester, Polypropyleen, Polyurethaan, POM, SBR, Spandex, Staal, TPU.

Opslag- en transportcondities

Bewaar op een koele, droge plaats zonder direct zonlicht, in de originele verpakking.

Recycling en afvoer

De verpakking en de samenstellende onderdelen moet worden gerecycled of veilig worden afgeweerd in overeenstemming met lokale of nationale wetten.

Ernstig incident

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat of het land waarin u woont.

DANSK**Produkt beskrivelse**

En håndledsortso til immobilisering / støtte. Justerbar holder for at hjælpe med at immobilisere håndleddet. Nemt 'slip-on' design med D-ring lukningsstropper.

Oplysninger vedrørende anvendelse (se diagram)

1. Åbn fastgørelse af krog / lokke, og åbn støtten helt op.
2. Plaats de hand i brace.
3. Slut de klittenband-D-ring om de pols.
4. Zorg ervor dat de banden niet te strak worden aangetrokken, stel indien nodig opnieuw af voor comfort terwijl je ervoor zorgt dat de brace in de juiste positie zit.
5. Bevestiging brace compleet.

Indikationer for brug

- Giver immobilisering / støtte til håndleddet til en række skader, tilstande, før og efter operationer såsom:
 - Stabilisering af brud.
 - Forstuvninger og anstrengte muskler.
 - Bløddelsæsoner og konditioner.
 - Gigt.
 - Perifere nervepatologier.
 - Slide-on design med D-ring lukninger muliggør let anvendelse især for patienter med nedsat fingerfærdighed.

Kontraindikationer

- Brug ikke over åbne sår.
- Enhver kendt allergi og / eller overfølsomhed over for ethvert materiale, der er anført i produktsammensætningen.
- Der skal udvises forsigtighed, hvis det ordineres til patienter med diabetes, vaskulære defekter og neuropati.

Advarsler og forholdsregler

Vi anbefaler, at den indledende tilpasning af dette udstyr udføres af en kvalificeret sundhedspræsident, der kan rådgive vedrørende brug.

- Læs omhyggeligt alle instruktioner og advarsler inden brug.
- Følg alle instruktioner for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug ikke, hvis der er brugt påføringsstoffer, salver, geler, cremeer eller andre stoffer på det berørte område.
- Må ikke genbruges til en anden patient, da det risikerer krydsinfektion og kan kompromittere produktintegriteten.
- Udfor regelmæssige hud- og cirkulationskontroller, især hos patienter med diabetes, vaskulære defekter og neurologiske tilstande.
- Hvis der opstår bivirkninger, bedes du stoppe og kontakte din sundhedspræsident eller udbyder af dette produkt.
- Enheden holdbarhed kan blive kompromitteret af visse faktorer, f.eks. genstande med skarpe kanter eller beskadigelser på krog- og lokke fastgørelsesorganer. For at forhindre dette skal fastgørelsesorganer til krog og lokke altid fastgøres, når enheden ikke bruges, eller når den vaskes.

Instruktioner vedrørende vask og pleje

1. Luk over alle krog/lokke stropper.
2. Vask støtten i hånden med kaldt vand med et mildt rengøringsmiddel.
3. Skyld og tor.
4. Brug ikke tøretumbler.
5. Stofbalsam må ikke bruges.
6. Kontroller for enhver forringelse, der kan påvirke brugen.
7. Kontroller med jævne mellemrum, at krog/lokke fastgørelsesorganer fungerer korrekt.

Produkt familiesammensætning

Acetal, Aluminium, Elastan, Lycra, Nylon, polyamid, Polyester, polypropylene, Polyurethan, POM, SBR, Spandex, Stål, TPU.

Opbevarings- og transportforhold

Opbevar i originalemballagen, på et koldt, tørt sted uden direkte sollys.

Genbrug og bortsækfælse

Emballage og bestanddele skal genbruges eller bortsækfælles ifølge overensstemmelse med lokale eller nationale love.

Allvorlig hændelse

Enhver allvorlig hændelse skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i EU-medlemsstaten eller det land, hvor du bor.

Vakava sattumus

Ilmoita vakavista sattumuksesta valmistajalle ja EU-maan tai asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

SUOMI**Tuotekuvaus**

Ranteortoosi liikkumattomuutta/tukea varten. Säädetävä tuki ranteen liikkumattomuuden helpottamiseksi. Helpo 'saujattava' muotolu D-ringaskiinittysremmeillä.

Käyttötiedot (katso kaavio)

1. Avaa koukuu-/silumakkakiinittys ja levitä tuki auki tasaisesti.
2. Placer hånden i støtten.
3. Luk krog / lokke D-ring tæt rundt om håndleddet.
4. Pas på ikke at stramme stroppene for meget, og juster dem igen efter behov, mens støtten i den rigtige position.
5. Tun sovitus on valmis.

Indikationer for brug

- Tarjoaa rannettakea joukolle vammoja, terveydentiloja, ennen ja jälkeen leikkauksia, kuten:
 - Vaka jaalkamurutmat.
 - Nyriyhdykset ja venätykset.
 - Blöddelsläsioner och konditioner.
 - Gigt.
 - Perifere nervepatologier.
 - Slide-on design med D-ring lukninger muliggør let anvendelse især for patienter med nedsat fingerfærdighed.

Kontraindikationer

- Brug ikke over åbne sår.
- Enhver kendt allergi og / eller overfølsomhed over for ethvert materiale, der er anført i produktsammensætningen.
- Der skal udvises forsigtighed, hvis det ordineres til patienter med diabetes, vaskulære defekter og neuropati.

Advarsler og forholdsregler

Vi rekommenderar att inledande montering av denna enhet utförs av lämplig kvalificerad vårdpersonal som ger råd om användningsperioden.

- Läs nog i alla instruktioner och varningar före användning.
- Följ alla instruktioner för att säkerställa enhetens korrekta placering.
- Använd inte om liniment, salver, geler, krämmer eller andra ämnen har appliceras på det drabbade området.
- Använd inte på någon annan patient, eftersom det riskerar att infektiointeckning och kan överskrida produktens integritet.
- Utöf regelbundna hud- och cirkulationskontroller, särskilt på patienter med diabetes, kärproblem och neurologiska tillstånd.
- Jos hittar svårhetsindikationer, bedra om att stoppa och kontakta din läkare eller leverantören.
- Enheten hållbarhet kan överträvas av vissa faktorer, t.ex. föremål med vassa kanter eller skador på krog- och öglefästen. För att förhindra detta ska fastgörelsesorganer till krog och lokke altid fastgöras, när enheten inte används eller när den tvättas.

Varoitukset ja varotoimet

- Suosittelemme, että tämän laitteen ensisovitus tehdään pääteenvälinen ammattilaisten toimesta, joka neuvo käyttööjä.
- Älä käytä avoimilla havailulla.
 - Mikä tahansa tunnettu allergia ja/tai yliherkkys jollekin tuoteen koostumuksessa luettelulle materiaaleille.
 - Varovaisuutta tulee noudattaa potilaalla, joilla on diabetes, laskimoiden vajaatoiminta ja neuropati.

Kontraindikaatioit

- Använd inte över öppna sår.
- Enhver kjent allergi og / eller hypersensitivitet for materialer som oppført i produktsammensetningen.
- Følsomhet bør ikke tilsluttet ved forskrivning til pasienter med diabetes, kårproblem og neuropati.

Kontraindikationer

- Skal ikke brukes over åpne sår.
- Enhver kjent allergi og / eller hypersensitivitet for materialer som oppført i produktsammensetningen.
- Følsomhet bør vises hvis foreskrevet til pasienter med diabetes, kårproblem og neuropati.

Advarsler og forholdsregler

Vi anbefaler att den första tilpasningen av detta utstyr gjennomföres av kvalificerat helsepersonell som ger råd om bruksperioden.

- Les alle instruksjoner og advarsler grundig før bruk.
- Følg alle instruksjoner for å sikre at utstyret fungerer som det skal.
- Skal ikke brukes hvis salver, geler, kremer eller andre stoffer har blitt påført det berørte området.
- Må ikke gjenbrukes for en annen pasient. Å gjøre det skaper risiko for kryssinfeksjon, og kan kompromittere produktintegriteten.
- Utøf regelmessige hud- og sirkulationskontroller, särskilt på patienter med diabetes, kårproblem og neurologiska tillstånd.
- Om det uppstår biverkningar, avslutt bruken och kontakt med salver, geler, kremer eller andre stoffer.
- Enhets hållbarhet kan överträvas av vissa faktorer, t.ex. föremål med vassa kanter eller skador på krog- och öglefästen. För att förhindra detta ska fastgörelsesorganer till krog och lokke altid fastgöras, när enheten inte används eller när den tvättas.

Varoitus ja varotoimet

- Vi rekommenderar att inledande montering av denna enhet utförs av lämplig kvalificerad vårdpersonal som ger råd om användningsperioden.
- Läs nog i alla instruktioner och varningar före användning.
 - Följ alla instruktioner för att säkerställa enhetens korrekta placering.
 - Använd inte om liniment, salver, geler, krämmer eller andra ämnen har appliceras på det drabbade området.
 - Använd inte på någon annan patient, eftersom det riskerar att infektiointeckning och kan överskrida produktens integritet.
 - Utöf regelbundna hud- och cirkulationskontroller, särskilt på patienter med diabetes, kårproblem och neurologiska tillstånd.
 - Jos hittar svårhetsindikationer, bedra om att stoppa och kontakta din läkare eller leverantören.
 - Enheten hållbarhet kan överträvas av vissa faktorer, t.ex. föremål med vassa kanter eller skador på krog- och öglefästen. För att förhindra detta ska fastgörelsesorganer till krog och lokke altid fastgöras, när enheten inte används eller när den tvättas.

Kontraindikationer

- Använd inte över öppna sår.
- Enhver kjent allergi og / eller hypersensitivitet for materialer som oppført i produktsammensetningen.
- Følsomhet bør vises hvis foreskrevet til pasienter med diabetes, kårproblem og neuropati.

Advarsler og forholdsregler

Vi anbefaler att den första tilpasningen av detta utstyr gjennomföres av kvalificerat helsepersonell som ger råd om bruksperioden.

- Les alle instruksjoner og advarsler grundig før bruk.
- Følg alle instruksjoner for å sikre at utstyret fungerer som det skal.
- Skal ikke brukes hvis salver, geler, kremer eller andre stoffer har blitt påført det berørte området.
- Må ikke gjenbrukes for en annen pasient. Å gjøre det skaper risiko for kryssinfeksjon, og kan kompromittere produktintegriteten.
- Utøf regelmessige hud- og sirkulationskontroller, särskilt på patienter med diabetes, kårproblem og neurologiska tillstånd.
- Om det uppstår biverkningar, avslutt bruken och kontakt med salver, geler, kremer eller andre stoffer.
- Enhets hållbarhet kan överträvas av vissa faktorer, t.ex. föremål med vassa kanter eller skador på krog- och öglefästen. För att förhindra detta ska fastgörelsesorganer till krog och lokke altid fastgöras, när enheten inte används eller när den tvättas.

Varoitus ja varotoimet

- Vi rekommenderar att inledande montering av denna enhet utförs av lämplig kvalificerad vårdpersonal som ger råd om användningsperioden.
- Läs nog i alla instruktioner och varningar före användning.
 - Följ alla instruktioner för att säkerställa enhetens korrekta placering.
 - Använd inte om liniment, salver, geler, krämmer eller andra ämnen har appliceras på det drabbade området.
 - Använd inte på någon annan patient, eftersom det riskerar att infektiointeckning och kan överskrida produktens integritet.
 - Utöf regelbundna hud- och cirkulationskontroller, särskilt på patienter med diabetes, kårproblem och neurologiska tillstånd.
 - Jos hittar svårhetsindikationer, bedra om att stoppa och kontakta din läkare eller leverantören.
 - Enheten hållbarhet kan överträvas av vissa faktorer, t.ex. föremål med vassa kanter eller skador på krog- och öglefästen. För att förhindra detta ska fastgörelsesorganer till krog och lokke altid fastgöras, när enheten inte används eller när den tvättas.

Kontraindikationer

- Använd inte över öppna sår.
- Enhver kjent allergi og / eller hypersensitivitet for materialer som oppført i produktsammensetningen.
- Følsomhet bør vises hvis foreskrevet til pasienter med diabetes, kårproblem og neuropati.

Advarsler og forholdsregler