



EVS - Elevator Sling

EN	ELEVATION ARM SLING
DE	ARMHEBESCHLINGE
FR	SANGLE D'ÉLEVATION DU BRAS
ES	ESLINGA PARA ELEVACIÓN DE BRAZO
IT	FASCIA PER SOLLEVAMENTO DEL BRACCIO
NL	SLING VOOR VERHOOGING VAN DE ARM
DK	ARMELEVATIONSSLYNGE
FI	KÄSIVARREN KOHOTUSSIDE
SE	ARMSLYNGA, UPPHÄNGNINGSBAR
NO	FATLE, ARM, HEVET
PL	TEMLAK DO PODNOSZENIA RAMIENIA
GR	ANAPTHΞH ANΩ AKPOY



ENGLISH

Product Description

Universal sling that can be used as a traditional sling or arm elevation following trauma, burns or for post operative elevation of the arm.

Usage Information (See diagram)

- Lay flat.
- To assemble, fold then attach strips.
- Zusammengebaut.
- Use as traditional sling with strap around neck, or to elevate the arm.
- Angle can be adjusted using the hook/loop tabs.
- Paediatric version shown. Note, the angle of the paediatric version cannot be adjusted.

Indications for Use

- Breaks.
- Strains / sprains.
- Burns.
- Repetitive Injuries.
- Post Surgery.

Contraindications

- Any known allergy and/or hypersensitivity to any material listed in product composition.

Warnings and Precautions

We recommend the initial fitting of this device be conducted by a suitably qualified healthcare professional who will advise the period of use.

- Carefully read all instructions and warnings prior to use.
- Follow all instructions to ensure proper performance of the device.
- Do not use if liniments, ointments, gels, creams or any other substances have been applied to the affected area.
- Do not re-use for another patient, doing so risks cross infection and can compromise product integrity.
- Perform regular skin and circulation checks, especially patients with diabetes, vascular deficiencies and neurological conditions.
- Should any adverse reactions occur, please cease use and contact your healthcare professional or provider of this product.
- The durability of the device may be compromised by certain factors, e.g., objects with sharp edges or damage to the hook and loop fasteners. To prevent this the hook and loop fasteners should always be fastened when the device is not being worn or when being washed.

Washing and Care Instructions

- Close over all hook/loop straps.
- Hand wash sling in cool water using mild detergent.
- Rinse and dry flat.
- Do not spin or tumble dry.
- Do not use fabric conditioner at any time.
- Check for any degradation that may affect use.
- Periodically check hook/loop fasteners are operating securely.

Product Family Composition

Cotton, Nylon, Polyester, Polyurethane, PU Foam, Tafetta, Steel.

Storage and Transport Conditions

Store in a cool, dry place out of direct sunlight, in the original packaging.

Recycling and Disposal

Packaging and constituent parts should be recycled or safely disposed in accordance with local or national laws.

Serious Incident

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority of the EU Member state, or country in which you reside.

DEUTSCH

Produktbeschreibung

Eine universelle Schlinge, die als herkömmliche Schlinge oder Armerhöhung nach einem Trauma, Verbrennungen oder für eine postoperative Erhöhung des Arms verwendet werden kann.

Anwendungsinformationen (siehe Diagramm)

- Flach positionieren.
- Zum Zusammenbau die Gurte falten und dann befestigen.
- Zusammengebaut.
- Als herkömmliche Schlinge mit Gurt um den Hals verwenden, um den Arm zu erhöhen.
- Der Winkel kann mit den Klettverschlusslaschen angepasst werden.
- Pädiatrische Version dargestellt. Hinweis: der Winkel der pädiatrischen Version kann nicht angepasst werden.

Indikationen für den Einsatz

- Brüche.
- Verstauchungen/Zerrungen.
- Verbrennungen.
- Wiederholte Verletzungen.
- Postchirurgisch.

Gegenanzeigen

- Jede bekannte Allergie und/oder Überempfindlichkeit gegen einen der in der Produktzusammensetzung aufgeführten Stoffe.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Wir empfehlen, dass die Erstanpassung dieser Orthese von einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachkraft durchgeführt wird, die Sie über die Dauer der Verwendung berät.

- Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig alle Anweisungen und Warnhinweise.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Funktion der Orthese sicherzustellen.
- Nicht verwenden, wenn Einreibemittel, Salben, Gele, Cremen oder andere Substanzen auf den betroffenen Bereich aufgetragen wurden.
- Nicht bei einem anderen Patienten wiederverwenden, da dies eine Kreuzinfektion zur Folge haben und die Produktintegrität beeinträchtigen kann.
- Nehmen Sie regelmäßige Haut- und Kreislaufuntersuchungen vor, insbesondere bei Patienten mit Diabetes, Gefäßkrankheiten und neurologischen Erkrankungen.
- Sollten unerwünschte Reaktionen auftreten, beenden Sie bitte die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder den Anbieter dieses Produkts.
- Die Langlebigkeit der Orthese könnte durch bestimmte Faktoren beeinträchtigt werden, z. B. durch Objekte mit scharfen Kanten oder Schäden an den Klettverschlüssen. Um dies zu verhindern, sollten die Klettverschlüsse immer geschlossen werden, wenn die Orthese nicht getragen wird oder wenn sie gewaschen wird.

Wasch- und Pflegehinweise

- Schließen Sie sämtliche Klettverschlüsse.
- Waschen Sie die Schlinge von Hand in kaltem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
- Spülen und flach abtrocknen.
- Nicht schleudern oder im Wäschetrockner trocknen.
- Niemals einen Weichspüler verwenden.
- Auf Beschädigungen achten, welche die Nutzung beeinträchtigen könnten.
- Regelmäßig überprüfen, ob die Klettverschlüsse sicher funktionieren.

Zusammensetzung der Produktfamilie

Baumwolle, Nylon, Polyester, Polyurethan, PU-Schaum, Tafetta, Stahl.

Lager- und Transportbedingungen

An einem kühlen, trockenen Ort, vor direktem Sonnenlicht geschützt in der Originalverpackung aufbewahren.

Recycling und Entsorgung

Die Verpackung und die Bestandteile sollten recycelt oder sicher entsprechend der lokalen oder nationalen Gesetze entsorgt werden.

Ernster Zwischenfall

Melden Sie alle ersten Zwischenfälle dem Hersteller und der befugten Behörde des EU-Mitgliedstaates oder Landes, in dem Sie ansässig sind.

FRANÇAIS

Description du produit

Cette attelle universelle peut être utilisée comme une attelle traditionnelle ou comme un dispositif d'élévation du bras après un traumatisme, une brûlure ou une élévation postopératoire du bras.

Information d'utilisation (Voir diagramme)

- Posez à plat.
- Pour assembler, pliez puis attachez les bandes.
- Montado.
- Assemblé.
- Utilisez comme une écharpe traditionnelle avec une sangle autour du cou, ou pour surélever le bras.
- L'angle peut être ajusté à l'aide des tirettes auto-agrippantes.
- Version pédiatrique présentée. Attention, l'angle de la version pédiatrique ne peut pas être ajusté.

Indications d'utilisation

- Rupturas.
- Fouleses / entorses.
- Brûlures.
- Blessures à répétition.
- Post-opératoire.

Contre-indications

- Toute allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des matériaux énumérés dans la composition du produit.

Avertissements et précautions

Nous recommandons que l'installation initiale de ce dispositif soit effectuée par un professionnel de la santé dûment qualifié qui conseillera à propos de durée de la période d'utilisation.

- Lisez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements avant l'utilisation.
- Suivez toutes les instructions pour assurer le bon fonctionnement du dispositif.
- Ne pas utiliser si des liniments, des pommades, des gels, des crèmes ou toute autre substance ont été appliqués sur la zone affectée.
- Ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient, car cela risque de provoquer une infection croisée et de compromettre l'intégrité du produit.
- Effectuez des contrôles réguliers de la peau et de la circulation, en particulier chez les patients souffrant de diabète, de déficiences vasculaires et de troubles neurologiques.
- En cas d'effets indésirables, veuillez cesser l'utilisation et contacter votre professionnel de santé ou le fournisseur de ce produit.
- La durabilité du dispositif peut être compromise par certains facteurs, par exemple des objets aux bords tranchants ou des dommages aux attaches auto-agrippantes. Pour éviter cela, les fermetures auto-agrippantes doivent toujours être attachées lorsque le dispositif n'est pas porté ou lorsqu'il est lavé.

Instrutions de nettoyage et d'entretien

- Fermez toutes les sangles auto-agrippantes.
- Laver l'écharpe à la main avec de l'eau froide avec un détergent doux.
- Rincez et séchez à plat.
- Ne pas essorer ni sécher en machine.
- Ne jamais utiliser d'assouplissant pour tissus.
- Vérifiez l'absence de toute dégradation pouvant affecter l'utilisation du dispositif.
- Vérifiez périodiquement que les attaches auto-agrippantes fonctionnent correctement.

Composition de la famille de produits

Coton, Nylon, Polyester, Polyuréthane, mousse polyuréthane, Tafetta, Acier.

Conditions de rangement et de transport

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans l'emballage d'origine.

Recyclage et élimination

L'emballage et les pièces composantes doivent être recyclés ou éliminés en toute sécurité, conformément aux lois locales ou nationales.

Incident grave

Signalez tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de l'UE ou du pays dans lequel vous résidez.

ESPAÑOL

Descripción del producto

Cabestrillo universal, el cual se puede utilizar de forma tradicional, o para elevar el brazo después de un traumatismo o una quemadura, o para elevar el brazo después de una operación.

Información sobre el uso (ver diagrama)

- Colocar en posición horizontal.
- Para ensamblar, doble y fije las tiras.
- Montado.
- Utilizar como arnés tradicional con la correa alrededor del cuello, o para elevar el brazo.
- El ángulo se puede ajustar mediante las lengüetas de gancho/aro.
- Se muestra la versión pediátrica. Nota: El ángulo de la versión pediátrica no se puede ajustar.

Indicaciones de uso

- Roturas.
- Esguinces / torceduras.
- Quemaduras.
- Lesiones repetitivas.
- Posoperatorio.

Contraindicaciones

- Cualquier alergia y/o hipersensibilidad conocida a cualquier material que figure en la composición del producto.

Advertencias y precauciones

Recomendamos que la colocación inicial de este dispositivo la realice un profesional sanitario debidamente cualificado, quien aconsejará acerca del periodo de uso.

- Antes de su uso, lea detenidamente todas las advertencias e instrucciones.
- Siga todas las instrucciones para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.
- No utilizar si se han aplicado linimentos, pomadas, geles, cremas o cualquier otra sustancia en la zona afectada.
- No reutilizar para otro paciente, al hacerlo se corre el riesgo de infección cruzada y puede comprometer la integridad del producto.
- Realizar controles periódicos de la piel y la circulación, especialmente en pacientes con diabetes, deficiencias vasculares y afecciones neurológicas.
- En caso de producirse alguna reacción adversa, deje de utilizarlo y póngase en contacto con su profesional sanitario o con el proveedor de este producto.
- La durabilidad del dispositivo puede verse comprometida por ciertos factores, como objetos con bordes afilados o daños en los cierres de gancho y aro. Para evitarlo, los cierres de gancho y aro deben estar siempre cerrados cuando no se use la órtesis o cuando se lave.

Instrucciones de lavado y cuidados

- Cierre todas las correas de gancho y aro.
- Lave el arnés a mano y en agua fría con un detergente suave.
- Aclare y seque en plano.
- No centrifugar ni secar en secadora.
- No utilice suavizantes textiles en ningún momento.
- Compruebe si hay alguna degradación que pueda afectar al uso.
- Revise regularmente que las correas de gancho y aro funcionen de forma segura.

Composición de la familia de productos

algodón, Nailon, poliéster, poliuretano, espuma de PU, tafetán, acero.

Condiciones de almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa, en el embalaje original.

Reciclaje y eliminación

El embalaje y las piezas que lo componen deben reciclarse o eliminarse de forma segura de acuerdo con las leyes locales o nacionales.

Incidentes graves

Informe de cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro de la UE o del país en el que reside.

ITALIANO

Descrizione del prodotto

Imbracatura universale che può essere usata come un'imbracatura tradizionale o per l'elevazione del braccio in seguito a traumi, ustioni o per l'elevazione post operatoria del braccio.

Informazioni sull'uso (Vedi illustrazione)

- Posizionare in piano.
- Per assemblare, piegare e applicare le fasce.
- Assemblare.
- Usare come imbracatura tradizionale con tracolla intorno al collo, o per elevare il braccio.
- È possibile regolare l'inclinazione utilizzando le linguette in velcro.
- La versione pediatrica è mostrata in figura. Nota: nella versione non è possibile regolare l'inclinazione pediatrica.

Indicazioni per l'uso

- Fratture.
- Strappi/stiramenti.
- Ustioni.
- Lesioni da sforzi ripetuti.
- Post operatorio.

Controindicazioni

- Qualsiasi allergia e/o ipersensibilità nota a qualsiasi materiale elencato nella composizione del prodotto.

Avvertenze e precauzioni

La prima volta, consigliamo di far posizionare il prodotto da un operatore sanitario qualificato che indicherà la durata necessaria per l'uso del dispositivo.

- Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni per assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente.
- Non utilizzare il dispositivo se sull'area interessata sono stati applicati lozioni, unguenti, gel, creme o qualsiasi altra sostanza.
- Non riutilizzare su un altro paziente per non incorrere nel rischio di infezioni incrociate e compromettere l'integrità del prodotto.
- Eseguire periodicamente dei controlli della cute e della circolazione, soprattutto nei pazienti affetti da diabete, carenze vascolari e patologie neurologiche.
- In caso di reazioni avverse, interrompere l'uso e contattare il personale sanitario o il fornitore del prodotto.
- La durata del dispositivo può essere compromessa da alcuni fattori, ad esempio oggetti con bordi taglienti o danni alle chiusure in velcro. Per evitare ciò, quando il dispositivo non viene indossato o quando viene lavato, le chiusure in velcro devono essere sempre allacciate.

Lavaggio e cura del prodotto

- Chiudere tutte le cinghie in velcro.
- Lavare l'imbragatura a mano in acqua fredda e con un detergente delicato.
- Sciacquare e asciugare lasciandolo aperto.
- Non centrifugare o asciugare in asciugatrice.
- Non usare mai l'ammorbidente.
- Verificare la presenza di eventuali alterazioni che potrebbero comprometterne l'uso.
- Verificare periodicamente che le chiusure in velcro funzionino correttamente.

Composizione della famiglia di prodotti

cotone, Nylon, poliestere, poliuretano, schiuma PU, tafetà, acciaio.

Condizioni di conservazione e di trasporto

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, nella confezione originale.

Riciclaggio e smaltimento

L'imballaggio e le parti che lo compongono devono essere riciclati o smaltiti in modo sicuro secondo le normative la livello locale o nazionale.

Incidenti gravi

Segnalare qualsiasi incidente grave al produttore e all'autorità competente dello stato membro dell'UE o del paese in cui si risiede.

MD MEDICAL DEVICE

1 SINGLE PATIENT - MULTIPLE USE

! CAUTION



Promedics Orthopaedics Ltd.
Port Glasgow Industrial Estate, Gareloch Road, Port Glasgow,
Scotland, UK, PA14 5XH
Tel: +44 (0) 1475 746 400 | Email: enquiries@promedics.co.uk
www.promedics.co.uk

CE **EC** **REP** **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

©2023 Promedics Orthopaedics Ltd. All Rights Reserved.

EVSIFUC revised 3/23

